

89102002

Adapter bipolar



Technische Daten

Maße und Gewichte

Grundeigenschaften

Kabel Stecker instrumentenseitig	Martin, Berchtold
Kabel Stecker generatoreseitig	Valleylab, Lamidey, EMC

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	N/A
Verordnung (EU) 2017/745	Klasse I
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 1 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418736725