89102004

Adapter monopolar











Technische Daten

Maße und Gewichte

Grundeigenschaften

Kabel Stecker instrumentenseitig	Valleylab, Conmed, International
Kabel Stecker generatorenseitig	Martin, Berchtold, Aesulap GK 55, GK 60
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	N/A
Verordnung (EU) 2017/745	Klasse I
FDA Zulassung	N/A
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 5 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418736749