


**85600201**

**Bipolare Elektrode für die MIC**



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	300 mm
Gesamtlänge in cm	30 cm
Durchmesser	5 mm
Winkel	30 °

### Grundeigenschaften

Elektrodenform	L-Haken
----------------	---------

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 300 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418724111