## 85600201

## Bipolare Elektrode für die MIC











## **Technische Daten**

## Maße und Gewichte

Constitute	200
Gesamtlänge	300 mm
Gesamtlänge in cm	30 cm
Durchmesser	5 mm
Winkel	30 °
Grundeigenschaften	
Elektrodenform	L-Haken
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 300 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418724111