


85600225

Bipolare Elektrode für die MIC



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	250 mm
Gesamtlänge in cm	25 cm
Durchmesser	5 mm

Grundeigenschaften

Elektrodenform	L-Haken
----------------	---------

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 300 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418724135