85500025

Bipolare Koagulationszange CLASSIC, Elektrode











Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	450 mm
Durchmesser	5 mm
Grundeigenschaften	
Elektrodenform	Zangenartiges Maul, 3 mm
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418722995
	·