

**85637011**

## Bipolare Stichkoagulationselektrode



### Technische Daten

#### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	195 mm
Gesamtlänge in cm	19,5 cm
Winkel	55 °

#### Grundeigenschaften

Elektrodenform	Nadel
----------------	-------

#### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

#### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

#### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418724333