## 80100105

## Bipolares Kabel













## **Technische Daten**

M	laf	22	un	d (	Gew	iic	htΔ
I۷	ıaı	JC	uII	u١	uen	/10	IILΕ

Kabel Länge	4 m
Grundeigenschaften	
Kabel Stecker instrumentenseitig	Rundstecker für BiTech, MITHRAS, WAVE
Kabel Stecker generatorenseitig	Erbe Multifunktionsstecker
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	N/A
Verordnung (EU) 2017/745	Klasse I
FDA Zulassung	Klasse II
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 1 kVp
	1
GTIN	04250418740890