
85717150

BiTech Bipolare Schere













Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	175 mm
Gesamtlänge in cm	17,5 cm
Grundeigenschaften	
Scherenblatt	Micro
Scherengriff	gerade
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 300 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418736565