81450124

CLARIS+ Non Stick Bipolare Pinzette, gerade













Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	225 mm
Gesamtlänge in Zoll	8,86 "
Spitzenbreite	0,3 mm
Grundeigenschaften	
Pinzettenform	gerade
Spitzenform	gerade
Anschluss	Flachstecker
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418737944