## 81450107

## CLARIS+ Non Stick Bipolare Pinzette, gewinkelt













## **Technische Daten**

## Maße und Gewichte

Gesamtlänge	155 mm
Gesamtlänge in Zoll	6,1 "
Spitzenbreite	2 mm
Grundeigenschaften	
Pinzettenform	gerade
Spitzenform	gewinkelt
Anschluss	Flachstecker
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418739603