81460121

CLARIS+ Non Stick Bipolare Pinzette, gewinkelt













Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	185 mm
Gesamtlänge in Zoll	7,28 "
Spitzenbreite	1 mm
Grundeigenschaften	
Pinzettenform	gerade
Spitzenform	gewinkelt
Anschluss	2-Pin-Stecker
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
	1
GTIN	04250418739870