## 85620450

## MICRODOME Bipolare Koagulationselektrode











## **Technische Daten**

## Maße und Gewichte

Gesamtlänge	240 mm
Gesamtlänge in cm	24 cm
Durchmesser	2 mm
Grundeigenschaften	
Elektrodenform	Kuppel
Ausführung	biegbar
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 250 Vp
	1
GTIN	04250418738309