

93105100

Mikro Dissektions-Nadelelektrode, steril



STERILE EO

Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	60,5 mm
Maße	mm
Durchmesser	0,3 mm

Grundeigenschaften

Schaftdurchmesser	2,4 mm
Elektrodenform	Nadel

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Nein
Manuelle Wiederaufbereitung	Nein

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 2 kVp
Verpackungseinheit	20
GTIN	04250418737418