93105112

Mikro Dissektions-Nadelelektrode, steril











Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	72,3 mm
Maße	mm
Durchmesser	0,3 mm
Grundeigenschaften	
Schaftdurchmesser	2,4 mm
Elektrodenform	Nadel
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Nein
Manuelle Wiederaufbereitung	Nein
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 2 kVp
Verpackungseinheit	20
GTIN	04250418737463