## 89505102

## Mikro Dissektions-Nadelelektrode











## **Technische Daten**

## Maße und Gewichte

Gesamtlänge	75,5 mm
Maße	mm
Durchmesser	0,3 mm
Grundeigenschaften	
Schaftdurchmesser	2,4 mm
Elektrodenform	Nadel
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 2 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418729109