89505112

Mikro Dissektions-Nadelelektrode











Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	72,3 mm
Maße	mm
Durchmesser	0,3 mm
Grundeigenschaften	
Schaftdurchmesser	2,4 mm
Elektrodenform	Nadel
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 2 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418729147