## 85530003

## Mini Sicherheitsdorn Trokar 3.0 Micro









## **Technische Daten**

## Maße und Gewichte

Reinigung und Wiederaufbereitung Wiederverwendbar	
Wiederverwendbar	
	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse I
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A
Zusätzliche Produktinformation	
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418745222