## 82460332

## MITHRAS Bipolare Koagulationszange, Elektrode Bajonettform











## **Technische Daten**

## Maße und Gewichte

Gesamtlänge	150 mm
Durchmesser	3 mm
Grundeigenschaften	
Elektrodenform	Fasszange, gefenstert
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 300 Vp
	1
GTIN	04250418743389