

89503018

Monopolare Elektrode, 2,4 mm



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	59 mm
Maße	mm
Durchmesser	14 mm

Grundeigenschaften

Schaftdurchmesser	2,4 mm
Elektrodenform	Drahtschlinge

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörmessungsspannung	max. 4 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418728904