

89503140

Monopolare Elektrode, 2,4 mm



Technische Daten

Maße und Gewichte

| | |
|-------------|--------|
| Gesamtlänge | 122 mm |
| Maße | mm |
| Durchmesser | 2 mm |

Grundeigenschaften

| | |
|-------------------|--------|
| Schaftdurchmesser | 2,4 mm |
| Elektrodenform | Kugel |

Reinigung und Wiederaufbereitung

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar | Ja |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine | 95 °C |
| Autoklav-Sterilisation | max. 137 °C |

Zulassungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Richtlinie 93/42 EWG | Klasse IIb |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A |
| FDA Zulassung | N/A |

Zusätzliche Produktinformation

| | |
|---------------------------|----------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 4 kVp |
| Verpackungseinheit | 1 |
| GTIN | 04250418728959 |