## 89500016

## Monopolare Elektrode, 4 mm











## **Technische Daten**

## Maße und Gewichte

| Gesamtlänge                      | 40,5 mm             |
|----------------------------------|---------------------|
| Maße                             | mm                  |
| Durchmesser                      | 12 mm               |
| Grundeigenschaften               |                     |
| Schaftdurchmesser                | 4 mm                |
| Elektrodenform                   | Bandschlinge        |
| Reinigung und Wiederaufbereitung |                     |
| Wiederverwendbar                 | Ja                  |
| Manuelle Wiederaufbereitung      | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine                    | 95 °C               |
| Autoklav-Sterilisation           | max. 137 °C         |
| Zulassungen                      |                     |
| Richtlinie 93/42 EWG             | Klasse IIb          |
| Verordnung (EU) 2017/745         | N/A                 |
| FDA Zulassung                    | N/A                 |
| Zusätzliche Produktinformation   |                     |
| Zubehörbemessungsspannung        | max. 4 kVp          |
|                                  | 1                   |
| GTIN                             | 04250418728409      |