

85907000

Monopolare Elektroden für die MIC mit Keramik



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	360 mm
Gesamtlänge in cm	36 cm
Durchmesser	5 mm

### Grundeigenschaften

#### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörmessungsspannung	max. 2 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418752398