82650002

Monopolare Koagulationszange, Elektrode











Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	330 mm
Durchmesser	5 mm
Grundeigenschaften	
Elektrodenform	Maryland Faßzange, gerieft
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ја
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 2 kVp
	1
GTIN	04250418746595