## 82650153

## Monopolare Koagulationszange, Elektrode











## **Technische Daten**

## Maße und Gewichte

| Gesamtlänge                      | 330 mm                                    |
|----------------------------------|---|
| Durchmesser                      | 5 mm                                      |
| Grundeigenschaften               |   |
| Elektrodenform                   | Fasszange, gefenstert, mit 2<br>Öffnungen |
| Reinigung und Wiederaufbereitung |   |
| Wiederverwendbar                 | Ja  |
| Manuelle Wiederaufbereitung      | Ja, bezogen auf IFU                       |
| Waschmaschine                    | 95 °C                                     |
| Autoklav-Sterilisation           | max. 137 °C                               |
| Zulassungen                      |   |
| Richtlinie 93/42 EWG             | Klasse IIb                                |
| Verordnung (EU) 2017/745         | N/A                                       |
| FDA Zulassung                    | N/A                                       |
| Zusätzliche Produktinformation   |   |
| Zubehörbemessungsspannung        | max. 2 kVp                                |
|                                  | 1   |
| GTIN                             | 04250418746670                            |