

**82650190**

Monopolare Koagulationszange, Elektrode



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	330 mm
Durchmesser	5 mm

### Grundeigenschaften

Elektrodenform	Präparierzange, fein, rechts gebogen, kreuzgerieft
----------------	--

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 2 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418746779