89730112

Monopolare Pinzetten, gerade











Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	300 mm
Gesamtlänge in Zoll	11,81 "
Spitzenbreite	2,4 mm
Grundeigenschaften	
Pinzettenform	gerade
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ја
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 2 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418730280