

89214024

Monopolarer Elektrodenhandgriff



Technische Daten

Maße und Gewichte

Maße	mm
------	----

Grundeigenschaften

Schaftdurchmesser	2,4 mm
-------------------	--------

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 5 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418736626