

**82600308**

Monopolares Resektoskop, Elektrode



## Technische Daten

### Grundeigenschaften

#### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

#### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

#### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörmessungsspannung	max. 1,22 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418747998