84631411

Nadelhalter Ø 3 mm, Gebogener Griff









Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	220 mm
Durchmesser	3 mm

Grundeigenschaften

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse I
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418751285