


**84650401**

Nadelhalter Ø 5 mm, Gerader Griff



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

|             |        |
|-------------|--------|
| Gesamtlänge | 330 mm |
| Durchmesser | 5 mm   |

### Grundeigenschaften

#### Reinigung und Wiederaufbereitung

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar            | Ja                  |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine               | 95 °C               |
| Autoklav-Sterilisation      | max. 137 °C         |

#### Zulassungen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Richtlinie 93/42 EWG     | Klasse I |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A      |
| FDA Zulassung            | N/A      |

#### Zusätzliche Produktinformation

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Verpackungseinheit | 1              |
| GTIN               | 04250418749084 |