


**84650403**

Nadelhalter Ø 5 mm, Gerader Griff



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	330 mm
Durchmesser	5 mm

### Grundeigenschaften

#### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

#### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse I
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

#### Zusätzliche Produktinformation

Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418749107