82400014

POWERGRIP / ORBITARIS Bipolare Koagulationszange, Elektrode











Technische Daten

Maße und Gewichte

| Gesamtlänge | 340 mm |
|----------------------------------|---------------------|
| Durchmesser | 5 mm |
| Grundeigenschaften | |
| Elektrodenform | Delta Fasszange |
| Reinigung und Wiederaufbereitung | |
| Wiederverwendbar | Ja |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine | 95 °C |
| Autoklav-Sterilisation | max. 137 °C |
| Zulassungen | |
| Richtlinie 93/42 EWG | Klasse IIb |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A |
| FDA Zulassung | Klasse II |
| Zusätzliche Produktinformation | |
| Zubehörbemessungsspannung | max. 500 Vp |
| Verpackungseinheit | 1 |
| GTIN | 04250418715140 |
| | |