


82460387

POWERGRIP 3.0 micro Bipolare Koagulationszange, Elektrode



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

|             |        |
|-------------|--------|
| Gesamtlänge | 200 mm |
| Durchmesser | 3 mm   |

### Grundeigenschaften

|                |             |
|----------------|-------------|
| Elektrodenform | Kelly Clamp |
|----------------|-------------|

### Reinigung und Wiederaufbereitung

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar            | Ja                  |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine               | 95 °C               |
| Autoklav-Sterilisation      | max. 137 °C         |

### Zulassungen

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Richtlinie 93/42 EWG     | Klasse IIb |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A        |
| FDA Zulassung            | Klasse II  |

### Zusätzliche Produktinformation

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 300 Vp    |
| Verpackungseinheit        | 1              |
| GTIN                      | 04250418749305 |