82410034

POWERGRIP Bipolare Koagulationszange, Schaft









Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	340 mm
Durchmesser	5 mm
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II
Zusätzliche Produktinformation	
Verpackungseinheit	_11
GTIN	04250418715751