
86710038

Schäfte für Resektoskopie, Dauerspülschaft Außen mit 2 Hähnen rotierbar









Technische Daten

Maße und Gewichte

Schaftdurchmesser in Charr	26 Charr
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A
Zusätzliche Produktinformation	
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418741354