


**85530004**

**SLIMLINE Bipolare Koagulationszange, Schaft**



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	340 mm
Durchmesser	3,4 mm

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

### Zusätzliche Produktinformation

Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418723688