85530051

Trokar 3.0 Micro, Silikonventil









Technische Daten

Maße und Gewichte

Wiederverwendbar

Reinigung und Wiederaufbereitung

Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse I
Verordnung (EU) 2017/745	
FDA Zulassung	N/A
Zusätzliche Produktinformation	
Verpackungseinheit	5
GTIN	04250418743327

Ja